

Návod na použitie lekárskeho nožníka od spoločnosti Scholz Medical GmbH

Výrobca

Scholz Medical GmbH
 Robert-Bosch-Strasse 1
 83052 Bruckmuehl
 Nemecko
<https://www.scholz-instruments.com/>
info@scholz-medical.de
 +49 8062 8070801



Tento návod na použitie platí pre nasledujúce produkty.

Popis	Č. výrobku	Základné -UDI-DI	Trieda	Pravidlo
Nožnice Braun-Stadler 145 mm	TAET1400	426052621TABC01WZ	Ila	7
Chirurgické nožnice špicaté/špicaté zakrivené 145 mm	TABC4444	426052621TABC01WZ	Ila	7
Chirurgické nožnice špicaté/špicaté rovné 130 mm	TABC3433	426052621TABC01WZ	Ila	7
Chirurgické nožnice špicaté/špicaté rovné 145 mm	TABC3444	426052621TABC01WZ	Ila	7
Chirurgické nožnice, špicaté/zakrivené tupé 145 mm	TABC4244	426052621TABC01WZ	Ila	7
Chirurgické nožnice, špicaté/rovné tupé 130 mm	TABC3233	426052621TABC01WZ	Ila	7
Chirurgické nožnice, špicaté/rovné tupé 145 mm	TABC3244	426052621TABC01WZ	Ila	7
Chirurgické nožnice, tupé/zakrivené tupé 145 mm	TABC4144	426052621TABC01WZ	Ila	7
Chirurgické nožnice, tupé/rovné tupé 145 mm	TABC3144	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nožnice Waldmann 180 mm	TAET1700	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nožnice Spencer, tupé/tupé, zakrivené, 110 mm	TABC1122	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nožnice Spencer, tupé/tupé, rovné, 120 mm	TABC8022	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nožnice Vannas s pružinou, jemné, zakrivené, 80 mm	SIBC4012	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nožnice Westcott s pružinou, tupé/tupé, 120 mm	SIBC4010	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nožnice na ligatúry, zakrivené, 90 mm, špicaté/špicaté	TABC1011	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nožnice na ligatúry, špicaté/špicaté, zakrivené, 115 mm	TABC1077	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nožnice Ligature, špicaté/špicaté, rovné, 100 mm	TABC1100	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nožnice Ligature, špicaté/špicaté, rovné, 90 mm	TABC1000	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nožnice Ligature, špicaté/špicaté, rovné, 115 mm	TABC1066	426052621TABC01WZ	Ila	7

Nožnice Metzenbaum, tupé/zakrivené tupé, 145 mm	TABC6055	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nožnice Metzenbaum tupé/zakrivené tupé, 165 mm	TABC6833	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nožnice Metzenbaum tupé/zakrivené tupé, 180 mm	TABC6066	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nožnice Metzenbaum tupé/zakrivené tupé, 180 mm – verzia RK	TABC6066-RK	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nožnice Metzenbaum tupé/rovné tupé, 145 mm	TABC6044	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nožnice Busch, 160 mm, modré	TABC7977	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nožnice Busch, 160 mm, ružové	TABC7978	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nožnice Schumacher, 160 mm	TAET1500	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nožnice Noyes, 125 mm	TAOC4822	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nožnice Lexer, úzke, 165 mm	TABC5911	426052621TABC01WZ	Ila	7
Nožnice na nechty, 95 mm	TA-0010	426052621TABC01WZ	Is	5

Varovania/bezpečnostné opatrenia

Ak existuje precitlivosť na etylénoxid alebo nehrdzavejúcu oceľ, pred použitím produktu sa odporúča konzultácia s lekárom.

Výrobok sa nesmie používať na centrálny obehový systém ani na centrálny nervový systém. Nožnice smú byť používané výhradne na určený účel v rámci príslušných medicínskych odborov a iba kvalifikovaným, zdravotnícky vyškoleným personálom.

Pri nesprávnom skladovaní alebo manipulácii, ktorá nezodpovedá určenému účelu, môže dôjsť k zraneniu pacienta.

Skladujte pri izbovej teplote a na mieste chránenom pred vlhkosťou, teplom a priamym slnečným žiarením, inak nemožno zaručiť sterilitu produktu.



Nožnice vždy uchovávajte mimo dosahu detí a iných nepovolanych osôb. Vždy je nutné dodržiavať uvedené doby použiteľnosti. Prešlé produkty je nutné zlikvidovať. Použitie nadmernej mechanickej sily môže viesť k poškodeniu nástroja, čo môže ohroziť pacienta. Nežiaduci pohyb pohyblivých častí môže spôsobiť poranenie osoby, ktorá nástroj používa. Pri opakovanom použití nožníc hrozí biokontaminácia a vyššia mikrobiálna záťaž. Rovnaké riziko hrozí pri použití nástrojov z poškodeného obalu.



Ide o rezné zariadenie; pri nesprávnej manipulácii alebo dotyku s čepeľami môže dôjsť k porezaniu či inému poraneniu.

Nesprávna likvidácia nástrojov vedie k znečisteniu životného prostredia. Pozri časť o správnej likvidácii.

Účel a opis

Nožnice sa používajú na rezanie a preparáciu rôznych typov tkanív a materiálov a umožňujú presnú prácu. Možno ich použiť na ostrý rez, oddelenie a odstrihovanie rôznych materiálov. Podľa hĺbky použitia sú rukoväte a čepele dlhé, zahnuté, uhlové a odlišne brúsené. Vzhľadom na rôzne možnosti použitia vzniklo mnoho typov nožníc.

Nožnice sú ručne vedené chirurgické nástroje na rezanie telových tkanív, šijacieho materiálu alebo iného materiálu. Skladajú sa z troch častí: rezné čepele s ostrím a chrbtom, rukoväte s krúžkami alebo pružinami a spojovacia časť so skrutkou (na otváranie a zatváranie nožníc). Názvy nožníc často vychádzajú z oblasti použitia alebo podľa mena konštruktéra.

Nožnice sa v zásade líšia:

- tvarom čeľustí (rovné, zahnuté, kolienkovito ohnuté, uhlové),
- dĺžkou a šírkou čepelí,
- vyhotovením britov (hladké alebo zúbkované),
- tvarom hrotov čepelí (špicaté, tupé alebo lopatkovité, prípadne kombinácie špicaté/špicaté, tupé/tupé alebo špicaté/tupé),
- vyhotovením krúžkov (rovnaké alebo rôzne).

Jednotlivé varianty výrobkov sú uvedené v popise položiek produktového zoznamu.

Indikácie: Použitie pri bežných chirurgických zákrokoch v nemocniciach alebo lekárskech ambulanciách.

Kontraindikácie: Použitie je kontraindikované pri všeobecných znakoch neoperovateľnosti, pri už spomenutých precitlivenostiach alebo pri zásahoch do centrálného obehového a nervového systému.

Cieľová skupina pacientov: Sterilnými nožnicami je možné ošetrovať všetky skupiny pacientov.

Zamýšľaní používatelia: Nožnice smie používať výhradne vyškolený zdravotnícky personál.

Výkonnostné charakteristiky

Nožnice sú opatrené sterilnou bariérou.

Správne použitie

Nožnice smú byť používané výhradne na určený účel v rámci príslušných medicínskych odborov a iba kvalifikovaným, zdravotnícky vyškoleným personálom. Nožnice sa používajú krátkodobo, teda niekoľko hodín.

Sterilita

Ak je sterilný obal poškodený, nožnice sa nesmú použiť. Sterilný obal sa smie otvoriť bezprostredne pred použitím. V prípade neúmyselného otvorenia alebo poškodenia sterilného obalu použite, prosím, iný produkt s neporušeným obalom.

Výrobok je sterilizovaný metódou s použitím etylénoxidu.



Opätovné použitie výrobku

Nožnice sú určené na jednorazové použitie. Re-sterilizácia je zakázaná, pretože pre tento proces neexistuje validovaný postup.

Likvidácia

Pri likvidácii potenciálne kontaminovaných produktov je nutné dodržiavať predpisy pre prevenciu infekcií a zaobchádzanie s mikrobiologickými rizikami. To platí najmä pre nožnice, ktoré prišli do kontaktu s tkanivami alebo telesnými tekutinami.

Na likvidáciu je potrebné dodržiavať zákony a predpisy špecifické pre danú krajinu. Nástroje sú licencované na likvidáciu prostredníctvom recyklačného systému Scholz (SReS®).

Datum vydání návodu k použití [je-li revidován: 19.11.2025

Verze: 1.0

Upozornenie: Všetky závažné incidenty súvisiace s týmto produktom musia byť nahlásené výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sídli používateľ a/alebo pacient.