

Návod na použitie lekárskeho nožníc na obvazy od spoločnosti Scholz Medical GmbH

Výrobca

Scholz Medical GmbH
Robert-Bosch-Straße 1
83052 Bruckmühl
Nemecko
<https://www.scholz-instruments.com/>
info@scholz-medical.de
+49 8062 8070801



Tento návod na použitie platí pre nasledujúce produkty.

Popis	Katalogové číslo	Základné UDI-DI:	Trieda	Pravidlo
Nožnice na obvazy 140 mm	TABC8611	426052621TABC02X3	Is	5
Nožnice na obvazy 180 mm	TABC8499	426052621TABC02X3	Is	5
Nožnice na obvazy 200 mm	TABC8633	426052621TABC02X3	Is	5
Štiepacie kliešte na drôty, 120 mm	TADP5511	426052621TABC02X3	Is	5

Varovania/bezpečnostné opatrenia

Ak existuje precitlivosť na etylénoxid alebo nehrdzavejúcu oceľ, pred použitím produktu sa odporúča konzultácia s lekárom.

Výrobok sa nesmie používať na centrálny obehový systém ani na centrálny nervový systém.

Nožnice na obvazy smú byť používané výhradne na určený účel v rámci príslušných medicínskych odborov a iba kvalifikovaným, zdravotnícky vyškoleným personálom.

Pri nesprávnom skladovaní alebo manipulácii, ktorá nezodpovedá určenému účelu, môže dôjsť k zraneniu pacienta.

Skladujte pri **izbovej teplote** a na mieste chránenom pred vlhkosťou, teplom a priamym slnečným žiarením, inak nemožno zaručiť sterilitu produktu.



Nožnice na obvazy vždy uchovávajte mimo dosahu detí a iných nepovolných osôb.

Vždy je nutné dodržiavať uvedené doby použiteľnosti. Prešlé produkty je nutné zlikvidovať.

Použitie nadmernej mechanickej sily môže viesť k poškodeniu nástroja, čo môže ohroziť pacienta. Nežiaduci pohyb pohyblivých častí môže spôsobiť poranenie osoby, ktorá nástroj používa.

Pri opakovanom použití nožníc na obvazy hrozí biokontaminácia a vyššia mikrobiálna záťaž. Rovnaké riziko hrozí pri použití nástrojov z poškodeného balenia.



Ide o rezačí nástroj; pri nesprávnej manipulácii alebo dotyku s čepeľami môže dôjsť k porezaniu či inému poraneniu.

Nesprávna likvidácia nástrojov vedie k znečisteniu životného prostredia. Pozri časť o správnej likvidácii.

Účel

Ako praktický nástroj majú nožnice na obvazy mnoho využití v zdravotnej starostlivosti a medicíne. Slúžia na strihanie obvazového materiálu a umožňujú presnú prácu, a to od presného prestrihnutia po oddelenie či odstrihovanie. Podľa časti tela a typu obvazového materiálu sa volí dĺžka čepeľí, ich zakrivenie, uhol a spôsob brúsenia.

Nožnice na obvazy sú ručne ovládané mechanické chirurgické nástroje určené na strihanie obvazového alebo iného materiálu. Skladajú sa z troch častí: čepeľí s ostrím a chrbtom, rukoväti s krúžkami alebo pružinami a spojovacej časti so skrutkou na otváranie a zatváranie. Názvy nožníc často vychádzajú z oblasti použitia alebo nesú meno konštruktéra.

Základné rozdiely medzi jednotlivými typmi nožníc spočívajú v tvare ramien (rovné, zahnuté, kolienkovito zahnuté, uhlové), v dĺžke a šírke čepeľí, vo vyhotovení britov (hladké alebo zúbkované), v zakončení čepeľí (špicaté, tupé alebo lopatkovité, prípadne kombinácie špicaté/špicaté, tupé/tupé, špicaté/tupé) a vo vyhotovení krúžkov (rovnaké alebo rôzne).

Konkrétne vyhotovenie jednotlivých modelov je uvedené v názve položky v produktovom zozname.

Indikácie: Použitie pri bežných chirurgických a ošetrovateľských úkonoch v nemocniciach alebo ambulanciách.

Kontraindikácie: Použitie je kontraindikované pri všeobecných znakoch neoperovateľnosti, pri už spomenutých precitlivenostiach alebo pri zásahoch do centrálného obehového a nervového systému.

Cieľová skupina pacientov: Sterilnými nožnicami na obvazy je možné ošetrovať všetky skupiny pacientov.

Zamýšľaní používatelia: Nožnice na obvazy smie používať výhradne vyškolený zdravotnícky personál.

Výkonnostné charakteristiky

Nožnice na obvazy sú opatrené sterilnou bariérou.

Správne použitie

Nožnice na obvazy smú byť používané výhradne na určený účel v rámci príslušných medicínskych odborov a iba kvalifikovaným, zdravotnícky vyškoleným personálom. Použitie je krátkodobé, teda niekoľko hodín.

Sterilita

Ak je sterilný obal poškodený, nožnice na obvazy sa nesmú použiť. Sterilný obal sa smie otvoriť

bezprostredne pred použitím. V prípade neúmyselného otvorenia alebo poškodenia sterilného obalu použite, prosím, iný produkt s neporušeným obalom.
Výrobok je sterilizovaný metódou s použitím etylénoxidu.



Opätovné použitie výrobku

Nožnice na obvazy sú určené na jednorazové použitie. Re-sterilizácia je zakázaná, pretože pre tento proces neexistuje validovaný postup.

Likvidácia

Pri likvidácii potenciálne kontaminovaných produktov je nutné dodržiavať predpisy pre prevenciu infekcií a zaobchádzanie s mikrobiologickými rizikami. To platí najmä pre nožnice na obvazy, ktoré prišli do kontaktu s tkanivami alebo telesnými tekutinami.
Na likvidáciu je potrebné dodržiavať zákony a predpisy špecifické pre danú krajinu. Nástroje sú licencované na likvidáciu prostredníctvom recyklačného systému Scholz (SReS©).

Datum vydání návodu k použití 19.11.2025

Verze: 1.0

Upozornenie: Všetky závažné incidenty súvisiace s týmto produktom musia byť nahlásené výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sídli používateľ a/alebo pacient.